



CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA CURA EN AMBIENTE HÚMEDO



PIEL

Sillesse®
50 ml
7,19€
56875

Protección piel perilesional, previene maceración e irritación
Aplicar capa fina

Novamed®
50 ml
2,37€
56864

Ácidos grasos hiperoxigenados con silicona
Prevención de UPP
1 o 2 pulverizaciones 2/3 veces al día, no masajear

LIMPIEZA

Prontosan Solución®
350 ml
11,59€
46522

Limpeza y descontaminación de heridas
No diluir
En heridas de gran superficie o difícil acceso dejar actuar durante 15 minutos

Prontosan Gel®
30 ml
11,95€
57411

Se debe utilizar después de Prontosan Solución®
Cubrir herida con una capa de gel de al menos 3-5 mm

DESBRIDAMIENTO

Varihesive Hidrogel®
15g - 477927

Mantiene ambiente húmedo
Permite retirada no traumática del apósito

Iodosorb Dressing®
6x8

Absorbe el exceso de exudado
Acción bactericida
Contraindicado en embarazadas, pacientes con trastornos renales o tiroideos

UrgoClean®
10x10 - 496000

Alta capacidad de absorción y gelificación
Componente hemostático

FIBRAS

Aquacel Cinta®
2x45 - 480236

Favorece el desbridamiento autolítico

Aquacel Extra®
10x10 - 480210

Sobresalir 2-3 cm del borde de la lesión

Aquacel Extra®
15x15 - 480228

No humedecer previa colocación
Cavidades: rellenar un 75%

Exufiber®
10x10 - 496752

Quemaduras: sobresalir 5 cm y se puede dejar 14 días

Linitul®
9x15

Cura de urgencia (cortes, quemaduras)

Reduce adherencias

Linitul®
15x25

Reduce la resecaión de la zona afectada

MALLAS

Mepitel One®
9x10

Reduce adherencias
Favorece la epitelización

Mepitel One®
13x15

Si el apósito secundario se satura se puede mantener

Cutimed Soft®
7x9

Apósito antimicrobiano

Cutimed Sorbact Gel®
7,5x15

No desarrolla resistencia bacteriana
Alternativa para pacientes con sensibilidad a otro tipo de apósitos

HIDROCOLOIDE

Varihesive Extrafino®
10x10 - 471037

Favorece el desbridamiento autolítico

Varihesive Extrafino®
15x15 - 471052

Alta adaptabilidad
Se puede utilizar para la prevención de lesiones

ALGINATO

Biatin Alginat®
10x10 - 480681

Lesiones muy exudativas
Control hemorragia leve en lesiones superficiales

ALGINATO DE PLATA

Calgitrol Paste®
15g

Efecto antimicrobiano de amplio espectro
Cubrir con apósito secundario adecuado en función del exudado

Leyenda

7: Límite días permanencia

7: Gestión del exudado

7: Recortable

7: Precisa sujeción

7: No precisa

7: Precisa informe

7: Tipo de tejido

7: Piel íntegra

7: Granulación

7: Eritema

7: Lesión por humedad

7: Esfacelo

7: Necrótico

7: Descripción de cada producto:

7: Nombre®

7: Tamaño - Código Nacional

7: Precio

7: Código

7: Saturno

ACCELERAR CICATRIZACIÓN

UrgoStart Plus®
13x13

Acelera la cicatrización
Optimiza la reconstrucción de la dermis

ESPUMAS

Askina Transorbent®
10x10

Prevención y tratamiento de UPP

Askina Transorbent®
15x15 - 486167

Resistente al agua
Menos cambios de apósito

Aquacel Foam Adhesive®
10x10

Prevención y tratamiento de UPP

Biatin Silicone®
10x10 - 467142

Resistente al agua
Alta adaptabilidad

Biatin Silicone®
15x15 - 492934

Menos cambios de apósito

Convamax Superabsorber®
10x10

Correcto manejo de exudado bajo terapia de compresión

Convamax Superabsorber®
15x15

Piel perilesional macerada
Alta adaptabilidad

Mepilex Border Sacrum®
15x15

Prevención y tratamiento de UPP

Mepilex Border Sacrum®
20x20

Minimiza la maceración perilesional
Reducción de la fricción

Aquacel Foam Adhesivo Sacro®
20x16,9 - 493619

Resistente al agua

Askina Heel®
499087

Menos cambios de apósito

Mepilex Border Heel®
18,5x24

PLATAS NO ADHESIVAS

Aquacel Ag+®
10x10

Efecto antimicrobiano

UrgoClean Ag®
15x15 - 480277

No utilizar de forma conjunta con antisépticos ni colagenasas
Reevaluar la necesidad de continuar tratamiento tras 15 días de uso

Biatin Ag non adhesive®
10x10 - 496729

PLATAS ADHESIVAS

Biatin Silicone Ag®
10x10

Efecto antimicrobiano
No utilizar de forma conjunta con antisépticos ni colagenasas

Biatin Silicone Ag®
15x15 - 497842

Reevaluar la necesidad de continuar tratamiento tras 15 días de uso
Resistente al agua

CARBÓN

Carboflex®
10x10 - 486274

Lesiones que desprenden mal olor
Aplicar la superficie fibrosa (no brillante) sobre la lesión

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

Dispositivo Avelle®

No utilizar en heridas infectadas
Recambio de pilas a los 15 días

Apósitos Avelle®

No aplicar el puerto del conector sobre el lecho de la herida